

去勢器械

Castrating instruments

去勢鉗子	Castration forceps	122
去勢鉗子 ザンド固定用	Castration forceps for holding spermatic cord	122
無血去勢器 バリメックスⅡ	Bloodless castrator, BalimexⅡ	123
捻転式去勢器 243式	Torsion castrator 243	123

◆動物用一般医療機器

去勢鉗子

Castration forceps

大動物用は、馬、牛の靨血去勢に使用する鉗子で、精索を伸長させて去勢用鉗子ザンド固定用で固定して精索を挫切します。

子豚用も同様に靨血去勢に使用します。精索を挫切し精巢（睪丸）を除去します。

Large size is for horse and cattle castration. Extend the spermatic cord and hold it with the castration forceps for holding the cord. For piglet, use the smaller forceps to crush the spermatic cord as well.



コード番号 Code No.	06001100	06004100
型式 Type	大動物用 Large animal	子豚用 Piglet
サイズ Size	全長: 310mm (切断部: 55mm) Length: 310mm Cutting part: 55mm	全長: 190mm (切断部: 25mm) Length: 190mm Cutting part: 25mm
質量 Weight	600g	170g
材質 Material	ステンレス SUS	

◆動物用一般医療機器

去勢鉗子 ザンド固定用

Castration forceps for holding spermatic cord

馬、牛の靨血去勢時に精索を伸長させて固定する鉗子で、去勢鉗子を使用して精索を挫切します。

This is to hold the spermatic cord of horse and cattle. Then use the castration forceps to crush it.



コード番号 Code No.	06005100
型式 Type	大 Large
サイズ Size	310mm
質量 Weight	630g
材質 Material	ステンレス SUS

◆動物用一般医療機器

無血去勢器 バリメックスⅡ

Bloodless castrator, BalimexⅡ

牛、馬の無血去勢に使用する器具で、精索を挫滅させることで睾丸を萎縮させます。膝当つき。

Bloodless castrator for horse and cattle. Crush the spermatic cord to atrophy the testicles. A knee-pad attached.

コード番号 Code No.	06015600
型式 Type	大型 Large
サイズ Size	全長: 470mm (鉗合部: 80mm) Length: 470mm (Blade length: 80mm)
質量 Weight	2.9kg
材質 Material	柄: 樹脂 本体: ステンレス Grip: Plastic Main unit: SUS



◆動物用一般医療機器

捻転式去勢器 243式

Torsion castrator 243

馬、牛の観血去勢に使用し、短時間で容易に実施できます。電動ドリルに接続して使用することで先端フックに保持した精索を捻転させて引きちぎり、精巢の摘出が簡単にできます。8か月齢程度までの子牛に対応しています。

Easy castration for cattle and horse in a short time. Connect a screw power drill to this castrator and retain the spermatic cord. Then, twist it to tear off. Applicable to calves up to 8 months old.

コード番号 Code No.	06001400
サイズ Size	220×20.5mm
接続部 Connection part	六角ジャンク径6.5mm 差込長30mm Hex junk dia 6.5mm Insertion L 30mm
質量 Weight	55g
材質 Material	ステンレス (SCS13) SUS (SCS13)

