


FHK

腔脱処置に最適

ビューナー針 JorVet

妊娠末期または分娩直後に発生する牛の腔および頸管脱が重度の場合は陰部の縫合が必要になります。対処手技の一つであるビューナー法で処置する場合に最適な器具です。

実物大



先端部拡大



全長：30cm
質量：約 72g
材質：ステンレス

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
URL/http://www.fujihira.co.jp

FHK

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
帯広支店 〒080-0027 帯広市西 17 条南 1 丁目 15 番 27 号
TEL(0155)58-1811 FAX(0155)58-1815