


# 牛胚の超急速ガラス化保存・融解・移植用具 ストローキャップ YGF60セット (滅菌済)

胚の超急速ガラス化保存は生存性が高く優秀な技術ですが、その融解移植作業時に各種機材が必要であり、また段階希釈や詰め替え作業等煩雑な操作が必要で、農場現場や商業レベルでの実用化は難しい面がありました。そこで移植用ストロー内で保存、融解、移植できる技術・器具として山形県農業総合研究センター畜産試験場が考案し共同研究により開発・製品化した新発想のガラス化凍結保存・融解・移植器具システムがストローキャップYGF60セット(滅菌済)です。

保存、融解用具は、移植用ストローとキャップ式の連結型であり、操作性と受胎性に優れているという特徴があります。ストローキャップYGF60セット(滅菌済)を使用することによりガラス化胚の農家現場先での融解・移植操作をワンタッチでダイレクトに実施することが可能となります。




商品コード：01061000 商品名：ストローキャップYGF60セット(滅菌済)5セット入  
標準価格：¥10,000(税別) 1箱5セット入

セット内容：ストローキャップYGF60(電子線滅菌済)、

移植用ストロー管(目盛り付) 及び キャップ栓、(テスト用ストロー)

オプション品：凍結用補助容器 専用部品(商品コード：01061001) ※必要部材ですので最初に1本お買い求め下さい。

## ストローキャップYGF60による胚のガラス化保存・加温・融解・移植の方法 模式図



手順方法は Youtube で、下記を検索、ご参照ください。

- ①ストローキャップYGF60セットを使用したダイレクト移植可能な超急速ガラス化保存方法
- ②ストローキャップYGF60セットを使用した超急速ガラス化保存胚の加温融解方法

**FHK**

**富士平工業株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号  
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663  
URL/http://www.fujihira.co.jp

**北海道富士平工業株式会社**

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号  
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406  
帯広支店 〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号  
TEL(0155)58-1811 FAX(0155)58-1815