

FHKVeterinary Digital Thermometer **FHK**

動物用一般医療機器

動物用電子体温計 FHK

動物の直腸内の検温（体温測定）時に使用します。
 測定時間は約 30 秒*で実測温度を表示します。
 挿入部位は TPE 樹脂で製造されているため、柔軟性があります。
 安心の国内製造品です。

※ 測定完了後、5 秒間に +0.1℃ 温度上昇を検知した場合は
 測定を継続します。

メモリーモード搭載

直前回の測定結果から 9 件分の測定値を表示させることができます。



仕様

コード番号	16012700
外観寸法	幅 46× 奥行 120× 高さ 123mm（挿入部 100mm）
質量	約 50g（電池含む）
電源	コイン型リチウム電池 CR2032
測定可能温度	30.0 ~ 50.0℃（目盛り：0.1℃刻み） ※0℃以下、100℃以上の時は「00.0」と表記されます。
温度表示精度	±0.1℃（但し、測定可能温度範囲外の表示精度は保証できかねます。）
使用条件	周囲温度 -10 ~ 50℃、相対湿度 30 ~ 85%（但し、結露なきこと）、気圧 700 ~ 1060hPa
測定値保存数	9 件（直前回及び直前回から最大 8 件）
電池寿命	10 回 / 日の使用で約 2 か月間（使用する電池の品質により変わります）

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号
 TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
 URL/http://www.fujihira.co.jp

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号
 TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
 帯広支店 〒080-0027 帯広市西 17 条南 1 丁目 15 番 27 号
 TEL(0155)58-1811(代) FAX(0155)58-1815

外観・仕様は予告なく変更することがあります。
 24-12-500GF