

# AI 器材ダイジェスト

各商品の詳細はHPへ！

FHK

検索

## ストロー精液注入器

(2011年11月15日発売)

A1-450型	0.5ml用	φ4×450mm	¥7,245,-	A4-450型	0.25ml用	φ4×450mm	¥8,400,-
A2-510型	0.5ml用	φ4×510mm	¥7,245,-	A5-510型	0.25ml用	φ4×510mm	¥8,400,-
A3-550型	0.5ml用	φ4×550mm	¥7,245,-	A6-550型	0.25ml用	φ4×550mm	¥8,400,-




- ① シース管はワンタッチロック式。
- ② 作業中誤ってレバーを押してもシース管は外れません。
- ③ シース管を外す時はレバーを持ち上げる構造に変更しました。

FHK A2 0.5-510 MADE IN JAPAN A011108

レーザー印刷で規格表示

- ・大型牛にも対応できる長型を揃えました。
- ・指掛け部位は0.5mlは黒、0.25mlは白い樹脂を使用しています。
- ・0.25ml用は輸入精液、受精卵移植に使用できます。
- ・規格が注入管部にレーザー印刷されています。


## 腔鏡牛用各種



未経産用 (NFA161)	未経産小型 (NFA162)	乳牛用 (NFA163)
A 寸法 : 275mm	255mm	300mm
重量 : 850g	800g	920g
標準価格 : ¥56,700,-	¥56,700,-	¥56,700,-

## シース管横穴式

注入器に装着し使用します。




製品番号 : FNA151	FNA154	FNA186	FNA187
品名・規格 : 横穴式 A1/A4用	横穴式 A1/A4用 (滅菌済)	横穴式 A2/A5用	横穴式 A3/A6用
入数 : 50本/袋	50本/袋	50本/袋	50本/袋
標準価格 : ¥1,155,-	¥1,995,-	¥1,365,-	¥1,365,-

※先穴式 (NFA150) は製造中止です。

## 凍結保管器取り出し用ストロ-ピ- ヂット

LN2 保管器からストロー精液管を取り出す時に使用します。



製品番号 : NFC86	NFA155
全長 : 300mm	160mm
標準価格 : ¥3,780,-	¥1,890,-

NFC86 外科ピ- ヂット無鉤  
NFA155 スト-ピ- ヂット

## 凍結保管器 DR17/SR17



17ℓサイズが畜産分野にて幅広く使用されています。SRはDRより取り出し口が長くなっておりLN2 保持日数も約2倍長持ちします。十字仕切板付です。

型 式 : DR17 (NFA305)	SR17 (NFA320)
寸 法 : H564×φ347mm	H653×φ347mm
LN2 保持日 : 95日	180日
口 径 : φ50.8mm	φ50.8mm
キャスター本数 : 6本	6本
スト-収納数 : 600本	600本
標準価格 : ¥140,700,-	¥174,300,-

## ストロー融解器ヒーター付

ストロー精液管の融解に使用します。

設定温度 : 室温～69℃
電 源 : DC12V カーバッテリー
寸 法 : H260×φ110mm
フット- : 100×120mm
重 量 : 1,100kg
標準価格 : ¥54,600,-



NFA170

## ストロー剪刀

ストロー精液管専用のはさみです。

全 長 : 120mm
標準価格 : ¥3,990,-



NFA156

## ポリテ 900

直腸検査時に使用します。

入 数 : 100枚入
全 長 : 約900mm
標準価格 : ¥1,680,-



NFA190

※運送費は別途発生する場合があります。  
※予告なく製品の仕様等が変更となる場合があります。ご了承ください。  
※価格は全て平成24年1月現在の消費税込みの希望小売価格です。

FHK

## 富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号  
東京 TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663  
URL/http://www.fujihira.co.jp

## 北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号  
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406  
支店 〒080-0010 帯広市大通南3丁目15番1  
TEL(0155)22-5322(代) FAX(0155)22-5339