

DIAGNOSTIC SCANNER HS-1600V 経直腸用

超音波画像診断装置

ドプラ（カラー・パワー）機能搭載しました。

経直腸用プローブ専用

重さ 3kg（プローブ除く）の軽量コンパクトボディは持ち運びを容易にし、往診、屋外での検診時に使用者の負担を少なくします。

- 小型で持ち運びに便利
- H-resによるトップクラスの画像
- バッテリ、AC電源の両方で使用可能
- 屋外でも使用可能な高性能液晶
- らくらくキー操作
- 豊富な計測機能
- 簡単操作の画像保存
- 便利なショルダーベルト



8.4 inch

経直腸用

産業動物：繁殖



50mm

HLV-875M
10.0/7.5/5.0MHz



ホルスタイン 黄体 パワードプラ画像

For the small, large and mixed animal practice
Advanced technology and excellent image
Quality embodied in stylish unit



DIAGNOSTIC SCANNER **HS-1600V**

超音波画像診断装置

本体寸法・標準付属品



仕様

走査方式	リニア
表示モード	Bモード、B/Bモード、B/Mモード、Mモード、B/Zモード
レンジ	5.0MHz 0~2-16cm (1cmステップ可変)
ビームフォーカス方式	フルデジタル方式 送信4段フォーカス 受信ダイナミックフォーカス
定格超音波周波数	5 ~ 10MHz
表示モニター	8.4型カラー液晶 広視野角(水平:170° 垂直:170°)
画像表示	上下反転、左右反転
イメージの調整	B ゲイン M ゲイン 36~100dB 1dB ステップ ダイナミックレンジ 35~ 95dB 1dB ステップ STC 5種類 音響パワー 20%~100%(10%ステップ) Yカーブ 5種類 H-res (画像処理) ソフト: OFF +4レベル エッジ: OFF +3レベル M走査速度 5ステップ CFM カラードブラ PD パワードブラ
シネメモリー	255フレーム
計測機能	距離、面積、周囲長、体積、Tendon%、ヒストグラム、 妊娠週数、速度、LV計測
キャラクター表示	病院名(40文字)、患者名(30文字)、ID(26文字)、年齢、性別、 DOB(誕生日)、日付、時刻、プローブ名、 レンジ、ゲイン、音響パワー、周波数、ダイナミックレンジ、ガンマ H-res、グレースケール、フォーカス情報
プローブコネクタ	x1
外形寸法	220mm(幅)×308mm(高さ)×69mm(厚み)
質量	約3kg(プローブを除く/バッテリー含む)
電源	ACアダプタ接続時 100V~240V 50/60Hz バッテリー 14.8V 5000mAh
データ保存	静止画像(JPEG) 内部100枚(最大)/外部USBメモリー " (DICOM) 外部USBメモリー
外部出入口	USBメモリー DVI出力
プローブ	経直腸用 50mm HLV-875M
付属品	ショルダーベルト、ACアダプタ、充電器、バッテリーバック 超音波ゲル、取扱説明書

名称:牛・馬・豚・犬・猫用超音波画像診断装置 HS-1600V

届出番号: 第 27-3278 号

※ドブラ画像の保存は出来ません。

●使用及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

販売元

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
URL/http://www.fujihira.co.jp

FHK

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
TEL(0155)58-1811 FAX(0155)58-1815

製造販売元



本物電子株式会社

本社 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL (0532) 41-2511(代) FAX (0532) 41-2093
医療事業部 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL (0532) 41-2625(直) FAX (0532) 41-4441

URL <http://www.honda-el.co.jp/>

19-2-1000S